


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tpa/Plat Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00750

Numero articolo: CM0005623



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro tPA/PLAT umano, adatto per applicazioni WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Peso molecolare previsto: 63kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio tPA/PLAT
Note/Alias	TPA; T-PA; tPA/PLAT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5327
GeneID	5327
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 463-562 di tPA/PLAT umano (P00750)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00750
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacca refrigerante