

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tpd52 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55327

Numero articolo: CM0015706

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-TPD52 per Western blot, IHC-P ed ELISA. Bersaglio: proteina tumorale umana D52, con reattività crociata verso topo e ratto. Immunogeno ricombinante. Ideale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-TPD52
Note/Alias	D52; N8L; PC-1; PrLZ; hD52; TPD52
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7163
GeneID	7163
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-184 della TPD52 umana (NP_005070.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55327
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio