

Anticorpo Policlonale Anti-Tpd52L3 Per Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Numero articolo: CM0015753

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TPD52L3 umano (D55/hD55/TPD55), validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sullo sviluppo testicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TPD52L3 Rabbit pAb
Note/Alias	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	89882
ID Gene	89882
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-132 di TPD52L3 umano (NP_001001875.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96J77
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio