

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tpd52L3 Per Wb, If-P, Elisa - Q96J77

Numero articolo: CM0017615

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TPD52L3 umano (proteina tumorale D55), validato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca su proteine specifiche del testicolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPD52L3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	89882
ID gene	89882
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-132 di TPD52L3 umano (NP_001001875.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96J77
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio