

Anticorpo Monoclonale Anti-Tph1 Coniglio Per Ihc-P, Elisa - P17752

Numero articolo: CM0010978



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro TPH1 umano (triptofano idrossilasi 1). Validato per IF, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla biosintesi della serotonina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TPH-1 Anticorpo monoclonale di Coniglio
Note/Alias	TPRH; TRPH
Specie	Umano
GeneID (umano)	7166
GeneID	7166
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 102-402 di TPH1 umano (NP_004170.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17752
Peso Proteico	51kDa/53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio