

## Anticorpo Policlonale Anti-Tph2 Per Wb Ed Elisa - Q8Iwu9

Numero articolo: CM0015525



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TPH2 (idrossilasi 2 del triptofano), validato per WB ed ELISA. Reagisce con TPH2 umano, murino e di ratto. Adatto per la ricerca sulla biosintesi della serotonina e sui disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Specifica           | Valore                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TPH2 Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Note/Alias          | NTPH; ADHD7; TPH2                                                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)      | 121278                                                                                                                                 |
| GeneID              | 121278                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-70 della TPH2 umana (NP_775489.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | Q8IWU9                                                                                                                                 |
| Peso della proteina | 56 kDa                                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                     |