


Anticorpo Policlonale Anti-Tph2 Per Wb, Elisa - Q8Iwu9

Numero articolo: CM0026952



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TPH2 (triptofano idrossilasi neuronale) per WB ed ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per la biosintesi della serotonina e la ricerca neurologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPH2 Rabbit pAb
Note/Alias	NTPH; ADHD7; TPH2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	121278
ID Gene	121278
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IWU9
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio