

Anticorpo Policlonale Anti-Tpi1 Per Wb, If-P, Elisa - P60174

Numero articolo: CM0024609



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la triosiofosfato isomerasi umana (TPI1), convalidato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla glicolisi e il metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPI1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7167
GeneID	7167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-249 della TPI1 umana (NP_000356.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P60174
Peso Molecolare Proteico	27kDa
Spedizione	Ghiaccio secco