

Anticorpo Policlonale Anti-Tpi1 Per Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P60174

Numero articolo: CM0022875



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro la TPI1 umana (trioso fosfato isomerasi), validato per WB, IHC, IF/ICC ed ELISA. Rileva la TPI1 umana, murina e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TPI1 Rabbit pAb
Note/alias	TIM; TPI; TPID; HEL-S-49; TPI1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	7167
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P60174
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante