

Anticorpo Policlonale Anti-Tpk1 Per Wb E Elisa - Q9H3S4

Numero articolo: CM0029159



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TPK1 umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva TPK1 di origine umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo della tiamina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPK1 Rabbit pAb
Note/Alias	PP20; HTPK1; THMD5; TPK1
Specie	Umana
Gene ID	27010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-243 di TPK1 umano (NP_071890.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonal
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H3S4
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio