

Anticorpo Policlonale Anti-Tpm2 Di Coniglio - P07951

Numero articolo: CM0028367

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al TPM2 umano (catena beta della tropomiosina). Validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Rileva il TPM2 in tessuti umani, murini e di ratto. Ideale per la biologia muscolare e la ricerca sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPM2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DA1; DA2B; NEM4; TMSB; AMCD1; DA2B4; HEL-S-273; TPM2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7169
GeneID	7169
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 1-100 del TPM2 umano (NP_003280.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P07951
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio