

Anticorpo Policlonale Anti-Tpm3 Per Wb, Elisa - P06753

Numero articolo: CM0015825



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che lega la TPM3 umana (catena alfa-3 tropomiosina). Validato per WB e ELISA; rivela una banda di ~33 kDa. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla contrazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPM3 Rabbit pAb
Note / Alias	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7170
GeneID	7170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-284 della TPM3 umana (NP_689476.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06753
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Busta di ghiaccio