


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Tpmt Per Wb Ed Elisa - P51580

Numero articolo: CM0002562



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TPMT umano (tio-purina S-metiltransferasi). Progettato per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Consente lo studio del metabolismo dei farmaci tiopurinici e della farmacogenomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TPMT Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TPMTD; TPMT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7172
GeneID	7172
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di TPMT umano (P51580)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51580
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca refrigerante