


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tpmt Per Wb, If/Icc, Elisa - P51580

Numero articolo: CM0016244



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la TPMT umana (S-metiltransferasi della tiopurina), validato in WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei farmaci tiopurinici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TPMT pAb di coniglio
Note/alias	TPMTD; TPMT
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	7172
GeneID	7172
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-245 della TPMT umana (NP_000358.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P51580
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante