


Anticorpo Monoclonale Anti-Tpo-R/Cd110/C-Mpl Per Wb, Elisa - P40238

Numero articolo: CM0003036



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il recettore della trombopoietina umano (TPO-R/CD110/c-Mpl). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla differenziazione dei megacariociti e la produzione di piastrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TPO-R/CD110/c-Mpl Rabbit mAb
Note/Alias	MPLV; TPOR; C-MPL; CD110; THPOR; THCYT2; TPO-R/CD110/c-Mpl
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4352
Gene ID	4352
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 536-635 di TPO-R/CD110/c-Mpl umano (P40238).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40238
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio