

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tpp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29144

Numero articolo: CM0025257

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TPP2 umana (Tripeptidil-peptidasi 2), validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via ubiquitina-proteasoma e sull'omeostasi degli amminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IMD78; TPP-2; TPPII; TPP-II; TPP2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7174
GeneID	7174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della TPP2 umana (NP_003282.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P29144
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio