

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tppp3 Per Wb Ed Elisa - Q9Bw30

Numero articolo: CM0027621



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TPPP3 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla dinamica dei microtubuli, l'impianto embrionale e la funzione endometriale. Peso proteico 19 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TPPP3 Rabbit pAb
Note/Alias	p20; CGI-38; TPPP/p20; p25gamma; TPPP3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51673
ID Gene	51673
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-176 di TPPP3 umano (NP_057048.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BW30
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio