

Anticorpo Monoclonale Anti-Tppp/P25 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O94811

Numero articolo: CM0008354



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato alla TPPP/p25 umana (p24, TPPP1). Validato in WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con topo, ratto. Per studi sulla dinamica dei microtubuli, mielinizzazione, migrazione cellulare e ciclo cellulare. 24kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TPPP/p25 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11076
ID Gene	11076
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 della TPPP/p25 umana (O94811).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Topo, Ratto
SWISS	O94811
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio