

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tppp/P25 Per Wb E Elisa - O94811

Numero articolo: CM0030459



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TPPP/p25 per Western blot e ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Adatto per ricerche sulla dinamica dei microtubuli e sulla mielinizzazione. - O94811

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TPPP/p25 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11076
GeneID	11076
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-219 della TPPP/p25 umana (NP_008961.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94811
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio