

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tprg1L Per Wb, Elisa - Q5T0D9

Numero articolo: CM0022360

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TPRG1L (mover/FAM79A), una proteina presinaptica che regola la probabilità di rilascio sinaptico. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze, questo anticorpo rileva TPRG1L (MOVER) in campioni di origine umana, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPRG1L Rabbit pAb
Note/Nomi alternativi	TPRGL; mover; FAM79A; SVAP30; h-mover; TPRG1L
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	127262
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 di TPRG1L umano (NP_877429.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q5T0D9
Peso proteico	30 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio