


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tpsab1 Per Wb E Elisa - Q15661

Numero articolo: CM0024265



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per TPSAB1 (triptasi alfa/beta-1) umano, validato per applicazioni Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sui mastociti e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TPSAB1 Rabbit pAb
Note/Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Triptasi-2; TPSAB1
Specie	Uomo
ID gene	7177
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 31 e 275 di TPSAB1 umano (NP_003285.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15661
Peso molecolare proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio