


Anticorpo Policlonale Anti-Tpst2 Per Wb Ed Elisa - O60704

Numero articolo: CM0019769



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TPST2 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva la tirosina-proteina sulfotransferasi 2, un enzima della membrana del Golgi che catalizza la O-solfatazione della tirosina. Adatto per campioni umani e murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TPST2 Rabbit pAb
Note/Alias	TPST-2; TANGO13B; TPST2
Specie	Umano
GeneID (umano)	8459
GeneID	8459
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-370 di TPST2 umano (NP_003586.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O60704
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante