


Anticorpo Policlonale Anti-Tpx2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9ULW0

Numero articolo: CM0022663



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TPX2, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con campioni umani e di ratto. Essenziale per gli studi sull'assemblaggio del fuso, la mitosi e il ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TPX2 Rabbit pAb
Note/Alias	DIL2; p100; DIL-2; HCTP4; FLS353; HCA519; REPP86; C20orf1; C20orf2; GD:C20orf1; TPX2
Specie	Uomo
ID del gene	22974
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della TPX2 umana (NP_036244.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	Q9ULW0
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante