


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tra2B Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62995

Numero articolo: CM0012397



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio anti-TRA2B è offerto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA e presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla regolazione dello splicing del pre-mRNA e sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-TRA2B
Note/Alias	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta
Specie	Umana
GeneID (umana)	6434
GeneID	6434
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TRA2B umano (NP_004584.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P62995
Peso della proteina	4 kDa/22 kDa/34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante