


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tra2B Per Wb, If/Icc, Elisa - P62995

Numero articolo: CM0026731



introduzione

Anticorpo policlonale con rabbits anti-TRA2B convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce TRA2B umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla regolazione dello splicing e sulla neurodegenerazione. - P62995

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRA2B pAb coniglio
Osservazioni/Alias	SFRS10; SRF510; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta; TRA2B
Specie	Umano
GeneID	6434
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di TRA2B umano (NP_004584.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P62995
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio