

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tradd Per Wb & Elisa - Q15628

Numero articolo: CM0014429



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TRADD di alta qualità validato per applicazioni di Western blot e ELISA. Rileva TRADD umano e murino, un adattatore chiave nell'apoptosi indotta da TNF e nell'attivazione di NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRADD Rabbit pAb
Note/Alias	9130005N23Rik; TRADD
Specie	Umano
GeneID (umano)	8717
GeneID	8717
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-312 di TRADD umano (NP_003780.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15628
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio