


Anticorpo Monoclonale Anti-Traf2 (Validato Kd) Per Wb, Ip, Elisa - Q12933

Numero articolo: CM0002653



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio [Validato KD] TRAF2 per WB, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglio ligasi E3 ubiquitina coinvolta nella segnalazione NF-κB e JNK, critico per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] TRAF2 mAb di Coniglio
Note/Alias	TRAF; TRAF3; RNF117; MGC:45012; [Validato KD] TRAF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7186
GeneID	7186
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12933
Peso Proteico	53kDa/54kDa/55kDa/61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio