


Anticorpo Policlonale Anti-Traf2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12933

Numero articolo: CM0014192



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRAF2 umano (SWISS: Q12933). Validato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. TRAF2 è una ligasi E3 dell'ubiquitina che regola le vie NF- κ B, JNK e dell'apoptosi. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRAF2 Rabbit pAb
Note/alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7186
ID del gene	7186
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di TRAF2 umano (NP_066961.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q12933
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio