


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Traf2 Per Wb E Elisa - Q12933

Numero articolo: CM0020289



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TRAF2 validato per WB e ELISA, reattivo con umano, topo e ratto. Bersaglia il fattore 2 associato al recettore TNF, un regolatore chiave della segnalazione NF- κ B e JNK coinvolto nella sopravvivenza cellulare e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAF2 Rabbit pAb
Note/Alias	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7186
GeneID	7186
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-350 del TRAF2 umano (NP_066961.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12933
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio