


Anticorpo Policlonale Anti-Traf3 Per Wb E Elisa - Q13114

Numero articolo: CM0015042



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per TRAF3 umano, validato per WB e ELISA. Riconosce TRAF3 di uomo, topo e ratto (64 kDa), una E3 ubiquitina ligasi chiave nella segnalazione di NF- κ B e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettaglio
Nome prodotto	TRAF3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7187
GeneID	7187
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TRAF3 umano (NP_003291.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13114
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio