


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Traf3 Per Wb - Q13114

Numero articolo: CM0029221



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio (pAb) contro TRAF3 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Validato per la ricerca sulla E3 ubiquitina ligasi citoplasmatica nella segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | TRAF3 Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Annotazioni/Alias   | CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3                                                                                  |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                    |
| ID gene (Uomo)      | 7187                                                                                                                                    |
| ID gene             | 7187                                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del TRAF3 umano (NP_003291.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                   |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                       |
| SWISS               | Q13114                                                                                                                                  |
| Peso proteico       | 64kDa                                                                                                                                   |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                       |