


Anticorpo Monoclonale Anti-Traf4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Buz4

Numero articolo: CM0006690



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TRAF4 umano, convalidato per WB e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio della proliferazione cellulare, differenziazione, riparazione del DNA e segnalazione NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAF4 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CART1; MLN62; RNF83; TRAF4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9618
ID Gene	9618
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 209-470 di TRAF4 umano (NP_004286.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BUZ4
Peso proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio