


## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Traf6 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y4K3

Numero articolo: CM0007997



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-TRAF6 di alta qualità, validato per WB, IP, ELISA in umano, topo e ratto. Bersaglia il fattore 6 associato al recettore del TNF (Q9Y4K3), una ligasi E3 ubiquitina chiave nella segnalazione NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | mAb Coniglio TRAF6                                                                                                          |
| Note/Alias            | RNF85; MGC:3310                                                                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)        | 7189                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-274 di TRAF6 umano (NP_004611.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, IP, ELISA                                                                                                               |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                 | Q9Y4K3                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 60 kDa                                                                                                                      |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                       |