


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Traf6 Per If/Icc Ed Elisa - Q9Y4K3

Numero articolo: CM0016826



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRAF6 umano (SWISS Q9Y4K3), adatto per IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Validato per uso di ricerca nella segnalazione immunitaria e nella differenziazione degli osteoclasti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRAF6 Rabbit pAb
Note/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Specie	Uomo
ID del gene	7189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-150 di TRAF6 umano (NP_004611.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y4K3
Peso molecolare	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante