


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Traf6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y4K3

Numero articolo: CM0021268



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio TRAF6 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studiare la funzione dell'ubiquitina ligasi e le vie di segnalazione NF- κ B. Specifico e affidabile per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio TRAF6
Note/Alias	RNF85; MGC:3310; TRAF6
Specie	Umano
ID Gene	7189
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di TRAF6 umano (NP_004611.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4K3
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio