


Anticorpo Monoclonale Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Per Wb, Elisa - Q86Vp1

Numero articolo: CM0003477



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP/TXBP151). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano e topo. Ideale per studi sull'immunità innata e autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRAF6BP/TAX1BP1 Rabbit mAb
Note/Alias	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8887
GeneID	8887
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 690-789 di TRAF6BP/TAX1BP1 umano (Q86VP1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q86VP1
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio