


Anticorpo Policlonale Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 Per Ihc-P E Elisa - Q86Vp1

Numero articolo: CM0022950



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP, TXBP151, CALCOCO3). Adatto per IHC-P e ELISA, con reattività crociata per uomo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione di NF-kB, l'autofagia e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRAF6BP/TAX1BP1 Rabbit pAb
Note/Alias	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8887
GeneID	8887
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 709-789 di TRAF6BP/TAX1BP1 umano (NP_006015.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q86VP1
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio