

Anticorpo Policlonale Anti-Traf7 Per Wb, Elisa - Q6Q0C0

Numero articolo: CM0013999



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al TRAF7 umano (Q6Q0C0) per applicazioni WB ed ELISA. Reattività crociata validata: Umano. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, l'infiammazione e le vie dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAF7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84231
Gene ID	84231
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 260-400 del TRAF7 umano (NP_115647.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6Q0C0
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio