

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Traf7 Per Western Blot E Elisa - Q6Q0C0

Numero articolo: CM0024362



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TRAF7 validato per Western blot e ELISA. Rileva TRAF7 umano con reattività crociata verso il ratto. Ideale per lo studio delle vie dell'immunità innata, dell'infiammazione e dell'apoptosi. Fornito da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAF7 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	84231
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-400 di TRAF7 umano (NP_115647.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q6Q0C0
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio