

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tram1 Per Wb - Q15629

Numero articolo: CM0013531

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRAM1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Utile per lo studio della traslocazione delle proteine nel RE, della risposta alle proteine mal ripiegate e dell'evasione immunitaria virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRAM1 Rabbit pAb
Note/Alias	TRAM; PNAS8; TRAMP; TRAM1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23471
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 305-374 di TRAM1 umano (NP_055109.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q15629
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante