


## Anticorpo Monoclonale Anti-Fattore Di Trascrizione Ap-2-Alfa (Tfap2A) Per Wb, Elisa - P05549

Numero articolo: CM0007491



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio prodotto contro un peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 50-150 del fattore di trascrizione AP-2-alfa umano (P05549). Validato per applicazioni WB ed ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Proteina attivatrice 2 (AP-2/TFAP2A), mAb di coniglio                                                                                                              |
| Note/Alias          | AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alfa; Proteina attivatrice 2 (AP-2/TFAP2A)                                                                                           |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                               |
| ID genico (umano)   | 7020                                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Peptide sintetico   Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della proteina attivatrice 2 umana (AP-2/TFAP2A) (P05549). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Uomo, topo                                                                                                                                                         |
| SWISS               | P05549                                                                                                                                                             |
| Peso della proteina | 48 kDa                                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                                 |