


Anticorpo Policlonale Anti-Transferrina Per Wb, If, Elisa - P02787

Numero articolo: CM0014425



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio si rivolge alla Transferrina umana (Siero-transferrina), validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto, rendendolo ideale per studi sul trasporto del ferro, sull'assorbimento cellulare del ferro e sull'omeostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Transferrina Coniglio pAb
Note/Alias	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrina
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7018
Gene ID	7018
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 355-698 della Transferrina umana (NP_001054.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P02787
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio