

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Transferrina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02787

Numero articolo: CM0002746



introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità si rivolge alla transferrina umana, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. È uno strumento essenziale per la ricerca sul metabolismo del ferro, sul cancro e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Transferrina Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7018
GeneID	7018
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 della transferrina umana (P02787)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P02787
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio