


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Transglutaminasi 2 (Tgm2) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Numero articolo: CM0005489



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Transglutaminasi 2 (TGM2) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per lo studio della reticolazione proteica, dell'apoptosi e della modificazione della cromatina. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Transglutaminasi 2 (TGM2) mAb di coniglio
Note/Alias	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminase 2 (TGM2)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7052
GeneID	7052
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 438-687 della Transglutaminasi 2 (TGM2) umana (NP_004604.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P21980
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio