


Antitransglutaminasi 2 (Tanticorpo Policlonale Coniglio Tgm2) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Numero articolo: CM0017608



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Transglutaminasi 2 (TGM2) per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo, ratto. Utilizzato negli studi sull'apoptosi, sulla modificazione della cromatina e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Transglutaminasi 2 (TGM2) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminasi 2 (TGM2)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7052
GeneID	7052
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 299-548 della Transglutaminasi 2 umana (TGM2) (NP_945189.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21980
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio