

Anticorpo Policlonale Anti-Translin (Tsn) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15631

Numero articolo: CM0023167



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Translin umano (TSN, C3PO); validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto; rileva una proteina di ~26 kDa. Ideale per la ricerca sulle traslocazioni cromosomiche e sul complesso RISC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TSN Rabbit pAb
Note/Alias	C3PO; RCHF1; TBRBP; TRSLN; BCLF-1; REHF-1; TSN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7247
GeneID	7247
Immunogeno	Peptide sintetico (un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di TSN umano, NP_004613.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15631
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio