

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Transportina 3 (Tnp3) Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y5L0

Numero articolo: CM0002275



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Transportina 3 (TNPO3) umana, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare il trasporto nucleare e i meccanismi di infezione da HIV-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Transportina 3 (TNPO3)
Note/Alias	IPO12, TRNSR, LGMD1F, LGMD2, MTR10A, TRN-SR, TRN-SR2, Transportina 3 (TNPO3)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23534
GeneID	23534
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 824-923 della Transportina 3 (Transportina 3 (TNPO3)) umana (Q9Y5L0).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5L0
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio