


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Transtiretina (Ttr) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P02766

Numero articolo: CM0015194



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Transtiretina (TTR) umana, validato per WB, IHC-P e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto degli ormoni tiroidei e la ricerca sull'amiloidosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TTR Rabbit pAb
Note/Alias	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	7276
GeneID	7276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-147 della TTR umana (NP_000362.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02766
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio