

Anticorpo Policlonale Anti-Trap1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12931

Numero articolo: CM0025890



introduzione

TRAP1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che riconosce TRAP1 umano (HSP75, HSP90L). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività per umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sui chaperon mitocondriali e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TRAP1 Rabbit pAb
Note/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Specie	Umano
ID Gene	10131
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12931
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio