

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Trap1 Per Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12931

Numero articolo: CM0012712



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TRAP1 validato, rileva HSP75 umano e murino. Adatto per WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sulla funzione mitocondriale e il metabolismo del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRAP1 Rabbit mAb
Note/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10131
ID gene	10131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 445-704 della TRAP1 umana (NP_057376.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q12931
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio